

Mykobakteeriviljelyjen vastausaikataulu muuttuu

Mykobakteeriviljelyt tehdään sekä nestemäistä elatusainetta käyttävässä automaattissa että kiinteää elatusainetta sisältävissä putkissa. Näistä nestemäinen viljely on yleensä herkempi ja kasvu on nopeammin todettavissa. Automaattiviljely on aiemmin kestänyt 6 viikkoa, kun taas kiinteitä elatusaineputkia inkuboidaan 8 viikkoa. Aiemmin olemme antaneet negatiivisen viljelyvastauksen automaattiviljelyn päättyessä. Siirrymme nyt käytäntöön, jossa negatiivinen tulos vastataan vasta 8 viikon kohdalla, jolloin sekä nestemäinen että kiinteä viljely päättyvät ja näyteputket hävitetään.

Positiivinen tulos ilmoitetaan edelleen heti, kun haponkestäväksi sauvaksi sopivaa kasvua todetaan jossakin viljelyputkessa.

Tiedustelut: mykobakteerilaboratorio, p.02 313 9177

Kaisu Rantakokko-Jalava
Osastonylilääkäri, vastuualuejohtaja
Tyks laboratoriotuimialue
Kliininen mikrobiologia