

**Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet Li-Tau osatutkimuksen viitearvon muutos**

Alihankintalaboratoriomme on päivittänyt Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet osatutkimuksen Tau-proteiini viitearvot.

**Muutos tulee voimaan 22.03.2022** vastatuista näytteistä alkaen

**Asian kuvaus** Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:

14279 Li-Alzheim

Osatutkimukset:

Li-FosTau,

**Li-Tau,**

Li-BAm42,

Li-BAm40,

LI-BA42/4

Laboratorio luopuu raja-arvoisen Li-Tau viitearvon ilmoittamisesta perustuen kirjallisuuteen. Li-Alzheim tutkimuksen muut viitearvot pysyvät ennallaan.

**Vanhat viitearvot**

Osatutkimus	Viitearvo	Vakiolausunto
Li-Tau	alle 290 pg/ml	alle 290 pg/ml normaali
		290–452 pg/ml raja-arvoinen
		yli 452 pg/ml kohonnut

**Uudet viitearvot**

Osatutkimus	Viitearvo
Li-Tau	alle 452 pg/ml

**Kirjallisuus** Delaby C et al (2021) Clinical reporting following the quantification of cerebrospinal fluid biomarkers in Alzheimer’s disease: An international overview

**Tiedustelut** [ammattilaisneuvonta@synlab.fi](mailto:ammattilaisneuvonta@synlab.fi), p. 020 734 1550

**Allekirjoitukset** Pia Leino, apulaisylilääkäri, vastuualuejohtaja, Tyks Laboratoriot, Kliininen kemia

**Jakelu** Tyks TO4 Neurokeskus

---