

Seerumin estradiolin (S-E2, 1366) määrittäminen kokonaisuudessaan	
Asian kuvaus	<p>1366 S-E2, Estradioli</p> <p>Menetelmätekniikan tarkistusten jälkeen luovutetaan pitoisuudeltaan matalien estradiolinäytteiden lähettämisestä HUSLABiin (ks. Laboratoriotiedotteet 27/2019 ja 28/2019).</p> <p>Alin vastaamamme tulos on 0.01 nmol/l eli sama kuin HUSLAB-ulkoistuksen aikana. Tykslabin oman estradiolimenetelmän vastausalaraja siis nousee 0.01 nmol/l:iin (entinen vastausalaraja 0.005 nmol/l).</p> <p>Kotiutuksen myötä tulokseltaan matalien näytteiden vastausviive pienenee. Menetelmä ei muutu (LC-MS/MS).</p>
Näyte	Ei muutoksia tutkimuksen tilaamisessa, näytteenotossa, näytteen käsittelyssä tai säilytyksessä.
Tiedusteluihin vastaavat	Tykslab osasto 931 p. (02) 313 1919, sairaalakemisti Tanja Savukoski (p. 050 440 1773) tai sairaalakemisti Anne Renvall (p. 050 560 4448), osastonylilääkäri Veli Kairisto (p. 050 5972027).
Allekirjoitukset	<p>Tanja Savukoski Iiris Salonen Veli Kairisto Pertti Koskinen sairaalakemisti va. erikoislääkäri osastonylilääkäri osastonylilääkäri</p> <p>Tykslab, Tyks Laboratoriotuotimialue, VSSHP</p>
Jakelu	VSSHP yksiköt, Turun Hyvinvointitoimiala, VSSHP:n alueen terveyskeskukset