

VIERITESTIT PEREHDYTYSKORTTI

Testin nimi: _____

Perehdytyspäivä: _____

Perehdytettävän nimi: _____

Perehdytettävän toimipaikan nimi: _____

Perehdyttäjän nimi: _____

Perehdytyksen osa-alueet:

- Tarvikkeet ja niiden hankinta
- Nielunäytteenotto ja siihen liittyvät virheet
- Testin käyttötarkoitus
- Testin esittely, säilytys, käsittely
- Työ- ja toimintaohjeiden ja lomakkeiden läpikäynti
- Testiä häiritsevät tekijät
- Testin tekeminen ja siihen liittyvät virheet
- Testituloksen arviointi (potilas- ja kontrolliliuosnäytteiden tulokset) ja dokumentointi (Potilastulos Pegasokselle ja kontrolliliuostulokset erilliselle kontrollituloslomakkeelle)
- Testin laadunvarmistus (sisäinen laadunohjaus: kontrolliliuosten teko ja vertailunäytteiden otto sekä ulkoinen laadunarviointi; Labquality kierrosnäytteet: teko ja kirjaaminen LabScalaan)
- Näytteenottovälineiden ja tarvikkeiden hävitys

Hoitajakohtaiset käyttökokeet:

Laboratorio arvioi ja hyväksyy hoitoyksikön vieritestivastuusairaanhoitajan alla olevat tulokset. Hoitoyksikön vieritestivastuusairaanhoitaja arvioi ja hyväksyy muiden sh:den alla olevat tulokset. Vertailutuloksia kerätään 3 kpl. Mikäli pikatestin ja laboratorion tekemän viljelyn tulokset eroavat 2 testituloksen osalta, täytyy ottaa 2 lisävertailua. Jos edelleen poikkeavia tuloksia, tulokset tulee toimittaa kliinisen mikrobiologian erikoislääkärille*, joka arvioi lisätestien tarpeen.

Pvm	Potilastunniste	Pikatestitulokset, Strep A ag (posit/negat)	Laboratorion viljelytulokset (posit/negat)	Huomioita

* Tyksin Kliininen mikrobiologia, Kaisu.Rantakokko-Jalava@tyks.fi

Käyttökoesuoritukset on hyväksytty.

Paikka, päivämäärä ja hyväksyjän nimi allekirjoituksineen.