

**S-DHEAS –tutkimuksen viitearvot muuttuvat**

**Muutos tulee voimaan** 01.04.2022

**Asian kuvaus** Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:  
3166, S-DHEAS, Dehydroepiandrosteroni, sulfaatti

Alihankintalaboratorio päivittää S-DHEAS –viitearvoja vastaamaan testivalmistajan ilmoittamia ikäryhmittelyjä. Muutoksen myötä viitearvot muuttuvat alla olevan mukaisiksi.

**S-DHEAS -tutkimuksen uudet viitearvot ovat seuraavat (1.4.2022 alkaen):**

	<b>Vanha viiteväli (µmol/l)</b>		<b>Uusi viiteväli (µmol/l)</b>
<b>Lapset</b>		<b>Lapset</b>	
1 - 5 v	0,1 - 3,0	1 - 12 kk	1,0 - 6,0
6 - 8 v	0,1 - 4,0	1 - 4 v	1,0 - 7,5
9 - 12 v	0,9 - 7,3	5 - 10 v	0,5 - 5,5
13 - 15 v	1,5 - 13,0		
<b>Naiset</b>		<b>Naiset</b>	
16 - 50 v	2,0 - 13	11 - 14 v	0,2 - 4,5
yli 50 v	Lausunto	15 - 19 v	1,5 - 13
		20 - 24 v	3,5 - 11
		25 - 34 v	2,5 - 14
		35 - 44 v	2,0 - 11
		45 - 54 v	1,5 - 7,5
		55 - 64 v	0,8 - 5,0
		yli 65 v	0,9 - 2,0
<b>Miehet</b>		<b>Miehet</b>	
16 - 50 v	2,5 - 16	11 - 14 v	0,5 - 6,5
yli 50 v	Lausunto	15 - 19 v	1,0 - 10
		20 - 24 v	6,5 - 15
		25 - 34 v	4,5 - 16
		35 - 44 v	4,0 - 13
		45 - 54 v	3,5 - 12
		55 - 64 v	1,5 - 10
		yli 65 v	1,5 - 7,5

## Kliininen kemia

**Näyte** Näytteenoton, -käsittelyn, säilytyksen ja lähetyksen ohjeistus säilyy ennallaan

**Tiedusteluihin vastaavat**

ma ykem Hanna-Mari Pallari, 050 313 7180, [hanna-mari.pallari@tyks.fi](mailto:hanna-mari.pallari@tyks.fi)  
ma yl Anna Linko-Parvinen, 050 352 4360, [anna.linko-parvinen@tyks.fi](mailto:anna.linko-parvinen@tyks.fi)

**Allekirjoitukset** ma ykem Hanna-Mari Pallari  
ma yl Anna Linko-Parvinen

**Jakelu** VSSHP yksiköt, Turun hyvinvoinnin palvelukokonaisuus/terveyspalvelut,  
VSSHP:n alueen terveyskeskukset