

## **S-PsolAb (kl. 2459) tutkimusmenetelmä muuttuu**

Atrofisen gastriitin ja pernisiöösien anemian diagnostiikassa käytettävä parietaalisoluvasta-aineiden (S-PsolAb, kl. 2459) määrittämisen tutkimusmenetelmä vaihtuu 30.1.2023 alkaen. Menetelmämuutoksen seurauksena myös tutkimuksen viitearvot ja vastauksen yksikkö muuttuvat.

Uusi menetelmä on fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA). Tutkimuksen viitearvot ja tulkinnat ovat menetelmämuutoksen jälkeen alla olevan taulukon mukaiset.

< 7 U/ml	negatiivinen
7 -10 U/ml	raja-arvo
> 10 U/ml	positiivinen

Raja-arvoisista ja positiivisista tuloksista annetaan lausunto.

Muutoksen jälkeen parietaalisoluvasta-aineita määritetään kerran viikossa.

Arno Hänninen  
Os. ylilääkäri  
Tyks laboratoriot  
Immunologia ja serologia  
Kliininen mikrobiologia  
[arno.hanninen@tyks.fi](mailto:arno.hanninen@tyks.fi)

Jukka Hytönen  
Ylilääkäri,  
Tyks laboratoriot  
Immunologian ja serologia  
Kliininen mikrobiologia  
[jukka.hytönen@tyks.fi](mailto:jukka.hytönen@tyks.fi)

Kaisu Rantakokko-Jalava  
Palvelualuepäällikkö  
Tyks laboratoriot  
Kliininen mikrobiologia