

Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi; tekopaikka- ja viitearvomuu**Muutos tulee voimaan** 19.01.2024**Asian kuvaus** **Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:****4477 U-INTP Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi**

Alihankintalaboratoriomme ilmoitti U-INTP tutkimuksen siirtymisestä toiseen laboratorioon. Määrittymenettelmä (EIA) ei muutu, mutta viitearvoihin tulee muutoksia. **Seurannassa oleville potilaille suositellaan tihennettyä näytteenottoväliä uuden tulostason selvittämiseksi.**

U-INTP -tutkimuksen uudet viitearvot ovat seuraavat

0 - 1 v.	102 - 4769	nmol/mmol Krea
2 - 5 v.	34 - 1752	nmol/mmol Krea
6 - 10 v.	90 - 1356	nmol/mmol Krea
11 - 15 v.	34 - 2158	nmol/mmol Krea
16 - 20 v.	30 - 780	nmol/mmol Krea
miehet	13 - 78	nmol/mmol Krea
naiset, premenopausaaliset	14 - 74	nmol/mmol Krea
naiset, postmenopausaaliset	26 - 124	nmol/mmol Krea

Vanhat viitearvot

Alle 3 kk:	<4300	nmol/mmol_Krea
3-11 kk:	685 - 2212	nmol/mmol_Krea
14 - 17 v tytöt:	55 - 378	nmol/mmol_Krea
14 - 17 v pojat:	102 - 1048	nmol/mmol_Krea
Naiset premenopaus.:	<65	nmol/mmol_Krea
Miehet:	<63	nmol/mmol_Krea

Näyte 3 ml 2 tunnin aikana rakkoon kertynyttä aamuvirtsaa. Näyte suojataan UV-valolta. Veri näytteessä voi häiritä määrittystä. Näyte säilyy enintään 2 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetysenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna jolloin lähetys pakastettuna.

Tiedusteluihin vastaavat ammattilaisneuvonta@synlab.fi tai Pia Leino pia.leino@varha.fi**Allekirjoitukset** Pia Leino, apulaisylilääkäri, palvelualuejohtaja, Kliininen kemia
Anna Linko-Parvinen ma ylilääkäri, Kliininen kemia**Jakelu** Lasten ja nuorten klinikka, Medisiininen tulosryhmä