

## **Muutos parvovirusvasta-ainetutkimuksen viitearvoon ja yksikköön 5.1.2024 alkaen**

**Tutkimus** 4156 S-ParvAb

**Osatutkimukset** 4249 S-ParvAbG

4250 S-ParvAbM

**Menetelmä** Kemiluminesenssimenetelmä (CLIA).

**Muutos** Osatutkimuksen S-ParvAbG mittausalue ja yksikkö:  
0,1–150 IU/ml.

Osatutkimuksen S-ParvAbG viitealue:  
IgG < 2,00 IU/ml - Ei IgG-vasta-aineita.

Tulkinnasta annetaan aina lausunto.

Osatutkimus S-ParvAbM vastataan edelleen negatiivisena, raja-arvona tai positiivisena.

Kaisu Rantakokko-Jalava  
Yl, palvelualuejohtaja  
Kliininen mikrobiologia  
Tyks laboratoriot

Jukka Hytönen  
Ylilääkäri  
Kliininen mikrobiologia  
Tyks laboratoriot

Kaisa Rantasärkkä  
Mikrobiologi  
Kliininen mikrobiologia  
Tyks laboratoriot