

Tutkimus Sy-AlitsVr lopetetaan

Muutos tulee voimaan 01.07.2024

Asian kuvaus **Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:
12428, Sy-AlitsVr, Sy-Alitsariini-värjäys**

Sy-AlitsVr –tutkimusta on käytetty hydroksiapatiitin osoittamiseksi nivelnesteestä. Värjäys ei kuitenkaan ole spesifi hydroksiapatiitille, vaan värjää kalisumia yleisesti, eikä siten erottele mm. hydroksiapatiittia ja kalsiumpyrofosfaattia toisistaan. Tutkimus on tulkinnanvarainen, eikä sille ole olemassa vertailumateriaalia laadun ja vastausten oikeellisuuden varmistamiseksi.

Yllä olevan vuoksi erityisesti värjäyksessä hydroksiapatiitiksi tulkittujen väärin positiivisten tulosten mahdollisuus on suuri. Myös väärät negatiiviset tulokset ovat mahdollisia. Värjäyksen suorittaminen on aikaa vievää.

Näiden syiden vuoksi tutkimuksen diagnostinen hyöty on hyvin vähäinen. Tutkimusta ei ole saatavissa muista laboratorioista eikä sitä yleisesti suositella rutiinikäyttöön. Tutkimuksen teko Kliinisellä kemialla lopetetaan 1.7.2024 alkaen.

Nivelnesteeseen kiteet (Sy-Kide-O, 2055) –tutkimus pysyy ennallaan ja sillä pystytään antamaan arvio, onko nivelnesteessä uraatti- tai kalsiumpyrofosfaattikiteitä tai harvinaisempia kiteitä. Hydroksiapatiittikiteitä sillä ei kuitenkaan tavallisesti pystytä erottelemaan.

Tiedusteluihin vastaavat

Anna Linko-Parvinen, ma. yl, 050-352 4360, anna.linko-parvinen@varha.fi

Allekirjoitukset

Anna Linko-Parvinen, ma. yl
Pia Leino, Palvelualuejohtaja

Jakelu

Tyks Medisiininen tulosryhmä, Reumatologia ja kliinisen immunologian keskus