

## **Hepariinitrombositopeniatutkimuksissa muutoksia**

**Muutos tulee voimaan** 24.08.2022

**Asian kuvaus**

**Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:**

4399, B-HeparTP, Hepariinitrombositopeniatutkimus

4865, B-HeparAb, B-Hepariinivasta-aineiden osoitus (lopetetaan)

Kliininen kemia alihankkii hepariinitrombositopeniatutkimukset Huslabista. Huslab tiedottaa muutoksista tutkimuksissa.

B-HeparTP -tutkimuksen menetelmä vaihtuu 24.8.2022. Samalla vastausaika lyhenee merkittävästi, ja tutkimusta tehdään päivystyksellisesti.

B-HeparTP -tutkimuksessa otetaan käyttöön immunokemiluminometrinen menetelmä (Acustar HIT IgG), joka mittaa kvantitatiivisesti IgG-luokan hepariini-platelet factor 4 -vasta-aineita. Vastausmuoto muuttuu ja jatkossa vastauksena annetaan sekä vasta-aineen pitoisuus numeerisena tuloksena (U/ml) että lausunto.

Kvalitatiivinen osoitustesti B-HeparAb lopetetaan. B-HeparTP -tutkimus korvaa tämän seulontamenetelmän.

B-HeparTP tutkimusta käytetään hepariinin indusoiman trombositopenian (HIT) diagnostiikassa. Todetut vasta-aineet hepariini-PF4 -kompleksia kohtaan tukevat HIT-diagnoosia kliinisessä epäilyssä. Taudin todennäköisyyttä voidaan arvioida ns. 4T-pisteytyksellä (<https://www.huslab.fi/laskurit/HIT/index.html>)

Näytteiden lähettäminen Huslabiin säilyy ennallaan.

**Näyte**

2,7 ml Na-sitraattiputki, 109 mM (hyytymistutkimusputki)

**Tiedusteluihin vastaavat**

Huslab:

Tuukka Helin, vs. oyl, 050 427 9064, [tuukka.helin@hus.fi](mailto:tuukka.helin@hus.fi)

Jari Leinonen, skem, 050 427 059, [jari.leinonen@hus.fi](mailto:jari.leinonen@hus.fi)

Kliininen kemia:

Anna Linko-Parvinen, ma yl, 050 352 4360, [anna.linko-parvinen@tyks.fi](mailto:anna.linko-parvinen@tyks.fi)

**Allekirjoitukset**

Anna Linko-Parvinen, ma yl

Anri Tienhaara, oyl

**Jakelu**

**VSSHP yksiköt**