

Menetelmä- ja viitearvomuuotos immunoglobuliini D määrittäksessä

Immunoglobuliini D tutkimuksen määrittäsmenetelmä, viitearvo, vastausyksikkö ja tekopaikka ovat muuttuneet alihankintalaboratorion menetelmämuutoksen vuoksi.

Muutos tulee voimaan 2.2.2021

Asian kuvaus Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:
1670 S-IgD, S-Immunoglobuliini D

Uusi määrittäsmenetelmä on fotometrinen, immunokemiallinen menetelmä
Tutkimuksen vastausyksikkö ja viitearvot muuttuvat.

Vanhat viitearvot: 0 – 0.12 g/l

Uudet viitearvot:

0-2 V	alle 140	mg/l
3-9 V	alle 210	mg/l
10-14 V	alle 300	mg/l
15-18 V	alle 150	mg/l
19 V-	alle 132	mg/l

Menetelmämuutoksen vuoksi yksittäisellä seurannassa olevalla potilaalla tulostasot voi poiketa aiemman menetelmän tulostasosta. Näissä tapauksissa suosittelimme uuden tulostason selvittämistä normaalia tiheämmillä seurantamäärittäyksillä.

Näyte 1 ml hemolysoitumatonta ja eroteltua seerumia, lapset vähintään 0.5 ml.
Lähetys kylmässä (2-8 C), jos perillä viimeistään seuraavana päivänä,
muuten näyte on pakastettava (-20 C) ja lähetettävä pakastettuna.

Tiedusteluihin vastaavat

ayl Pia Leino puh. 02 313 3892, ma yl Anna Linko-Parvinen 050 352 4360

Lisätietoa <https://huslab.fi/ohjekirja/1670.html>

Allekirjoitukset Anna Linko-Parvinen, ma ylilääkäri, kemian diagnostiikkaprosessin
vastuulääkäri
Pia Leino, apulaisyliääkäri, ma vastuualuejohtaja

Jakelu Tyks Medisiininen toimialue, Tyks Lasten ja nuorten klinikka, Turun
hyvinvointitoimiala
