

## Muutos P-HAE (235) -tutkimuksen näytelaadussa 26.1.2023 alkaen

P-HAE -tutkimuksen (235) näyteputket ovat 26.1.2023 alkaen

1 x 2,7 ml Na-sitraattiplasmaputki ja 1 x 5 ml geelitön seerumiputki

P-HAE -tutkimuksen osatutkimukset P-C3 ja P-C4 siirrytään tekemään seerumista. Uusien osatutkimusten lyhenteet ja numerot ovat S-C3 (2106) ja S-C4 (2107). P-C1Inh (1209) ja P-C1InhBk (6090) -osatutkimukset tehdään edelleen Na-sitraattiplasmasta.

### Uudet C3- ja C4-viitearvot:

S-C3 (2106) ja P-C3 (4545): 0,9–1,8 g/l

S-C4 (2107) ja P-C4 (4546): 0,1–0,4 g/l

Kaisu Rantakokko-Jalava  
Osastonylilääkäri,  
vastuualuejohtaja  
Kliininen mikrobiologia  
Tyks laboratoriotuimialue

Jukka Hytönen  
Ylilääkäri,  
Immunologia ja infektioserologia  
Kliininen mikrobiologia  
Tyks laboratoriotuimialue

Kaisa Rantasärkkä  
Mikrobiologi,  
Immunologia ja infektioserologia  
Kliininen mikrobiologia  
Tyks laboratoriotuimialue