

Kromograniini A:n muuttunut tekopaikka, menetelmä ja tulostason nousu**Muutos tulee voimaan** 01.01.2023**Asian kuvaus** **Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:
4504 fS-CgA , fS-Kromograniini A**

Kliinisen kemian alihankittavien tutkimusten kilpailutuksessa kromograniini A:n tekopaikka muuttui 1.1.2023 alkaen. Samalla muuttuivat myös menetelmä ja viitearvo. Tutkimus kuuluu tekopaikassaan akkreditoinnin pätevyysalueelle.

Menetelmä	uusi	vanha
	RIA	aikaerotteinen immunofluorometria (TR-IFMA)

Viitearvo	uusi	vanha
	alle 3 nmol/l	alle 2.1. nmol/l

Alihankintalaboratorio Synlab Suomi on tiedottanut 3.3.2023, että Kromograniini A:n tulostaso on ollut alkuvuonna 27.2.2023 asti vastatuissa näytteissä noin 25% normaalia suurempi. Tästä johtuen suositellaan tarvittaessa uusintanäytettä potilaille, joiden tuloksia on vastattu tuona ajankohtana.

Näyte Näytteeksi 1 ml seerumia. Kylmänäytteenotto jolloin huomioitava näytteen pidentynyt hyytymisaika. Seerumi pakastetaan kolmen tunnin sisällä näytteenotosta ja lähetetään pakastettuna.**Tiedusteluihin vastaavat** Pia Leino, ayl, puh. 02-3133892, pia.leino@tyks.fi, ammattilaisneuvonta@synlab.fi**Allekirjoitukset** Pia Leino, apulaisylilääkäri, palvelualuejohtaja
Anna Linko-Parvinen, ma. ylilääkäri**Liite** Synlab tiedote 3.3.2023 <https://www.yml.fi/files/1353.pdf>**Jakelu** Tyks sairaalapalvelut, Varsinais-Suomen terveyskeskukset